

ДЭЗОС

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

- ✦ Средства дезинфекции и стерилизации
- ✦ Кожные антисептики и салфетки
- ✦ Хлорсодержащие средства
- ✦ Моющие средства



О КОМПАНИИ

ООО «ДЭЗОС» – отечественная производственная компания, на протяжении 5 лет выпускающая высококачественные средства профессиональной и бытовой дезинфекции, стерилизации и гигиены торговых марок «Элдез» и «Авандез-А».

В своей работе мы используем опыт ведущих российских производителей дезинфицирующих средств, последние научные достижения и сырье крупнейших химических концернов.

Производство, научно-исследовательская лаборатория, склад и логистический центр расположены в Московской области, откуда продукция компании поставляется во все регионы России, страны СНГ и Евразийского экономического союза.

Продукция «Элдез» разработана с учётом особенностей российского рынка, соответствует ГОСТу и новейшим требованиям СанПиН. Мы обеспечиваем комплексное решение проблем санитарии и гигиены в учреждениях различного профиля и в быту.

Благодаря успешному импортозамещению действующих компонентов, наша продукция выгодно отличается от конкурентов не только высоким качеством, но и доступной ценой.

Все средства, выпускаемые ООО «Дэзос» проходят строгий контроль на всех этапах производства, имеют полный пакет регистрационных документов, а главное – безопасны, высокоэффективны, экономичны в использовании и представляют особый интерес для тех, кто стремится сократить время, трудозатраты и финансовые издержки без ущерба для качества.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:



Полный спектр антимикробной активности и отсутствие резистентности микроорганизмов: многокомпонентность, оптимальный состав, правильная композиция рецептур и тщательно проверенные режимы дезинфекции.



Универсальность и безопасность: применение на любых объектах, во всех профессиональных и бытовых сферах, в том числе в присутствии человека, без негативного воздействия на окружающую среду.



Многофункциональность и экономичность: уникальная рецептура, обеспечивающая широкое применение, оптимальное содержание действующих веществ, длительные сроки годности и удобные режимы хранения.

ДЭЗОС

СОДЕРЖАНИЕ

Авандез-А	3
Салфетки Авандез-А	5
Авандез-А гель	7
Элдез-ИН	9
Салфетки Элдез-ИН	11
Элдез-ОФА	13
Элдез-Энзим	15
Элдз-НУК	17
Элдез-Хлор	19
Элдез-Хлор с ПАВ	21
Элдез-АКВА-Хлор	23
Элдез-Лаунд	25
Элдез-Мыло	27
Мыло ЭйСиЛайн	29

АВАНДЕЗ-А

Готовое к применению дезинфицирующее средство.

Кожный антисептик.

Действующие вещества:

2-феноксиэтанол - 0,2%;
ЧАС - 0,05%;
Изопропиловый спирт - 70%.

Условия хранения:

при температуре от -40 до +40°C.

Срок годности:

6 лет.

Антимикробная активность:

против всех видов бактерий (вкл. микобактерии туберкулеза), возбудителей кишечных, внутрибольничных, особо опасных инфекций, легионеллеза, всех известных вирусов-патогенов человека (вкл. коронавирус), дрожжеподобных грибов, дерматофитов, плесневых грибов.

Область применения:

- в медицинских организациях любого профиля;
- на всех объектах транспортной системы;
- в местах массового скопления людей;
- на промышленных предприятиях;
- в учреждениях соцобеспечения, образования, культуры и отдыха;
- на предприятиях коммунально-бытового обслуживания и питания;
- в воинских частях и соединениях;
- в инфекционных очагах, при чрезвычайных ситуациях;
- в быту.



Назначение:

- | | |
|--|---|
|  обработка рук; |  обработка инъекционного и операционного поля; |
|  обработка поверхностей; |  обработка парикмахерских инструментов; |
|  обработка приборов и оборудования; |  обработка резиновых перчаток; |
|  обработка флаконов и ампул; |  обработка обуви и ковров; |
|  обработка медицинских изделий; |  обработка сантехники; |
|  обработка предметов ухода за больными; |  борьба с плесенью. |

Характеристики:

- не требует ротации;
- не требует смывания;
- пролонгированное действие до 4 часов;
- очищающее, обезжиривающее, дезодорирующее действие;
- не портит обрабатываемые объекты, не вызывает коррозию;
- относится к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу.

Формы выпуска:



спрей

50 мл,
100 мл,
200 мл



триггер

500 мл,
750 мл,
1 л




**флакон
с крышкой**

1 л



**насос-
дозатор**

1 л



канистра

5 л

АВАНДЕЗ-А

САЛФЕТКИ

Спиртовые дезинфицирующие салфетки для рук и поверхностей.

Состав пропитки:

2-феноксиэтанол - 0,2%;
ЧАС – 0,05%;
Изопропиловый спирт – 70%.

Условия хранения:

при температуре от -40 до +40°C.

Срок годности:

6 лет.

Антимикробная активность:

против всех видов бактерий (вкл. микобактерии туберкулеза), возбудителей кишечных, внутрибольничных, особо опасных инфекций, анаэробной инфекции, эшерихиоза, легионеллеза, всех известных вирусов-патогенов человека (вкл. коронавирус), дрожжеподобных грибов, дерматофитов, плесневых грибов, паразитов.

Область применения:

- в медицинских организациях любого профиля;
- на всех объектах транспортной системы;
- в местах массового скопления людей;
- на промышленных предприятиях;
- в учреждениях соцобеспечения, образования, культуры и отдыха;
- на предприятиях коммунально-бытового обслуживания и питания;
- в воинских частях и соединениях;
- в инфекционных очагах, при чрезвычайных ситуациях;
- в быту.



Назначение:

- | | |
|--|---|
|  обработка рук; |  обработка инъекционного и операционного поля; |
|  обработка поверхностей; |  обработка парикмахерских инструментов; |
|  обработка приборов и оборудования; |  обработка резиновых перчаток; |
|  обработка флаконов и ампул; |  обработка обуви и ковров; |
|  обработка медицинских изделий; |  обработка сантехники; |
|  обработка предметов ухода за больными; |  борьба с плесенью. |

Характеристики:

- изготовлены из прочного белого нетканого материала высокой плотности и гигроскопичности;
- пропиточный раствор относится к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу;
- легко отрываются по линии перфорации;
- не оставляют ворсинок и разводов на обрабатываемой поверхности;
- обладают высокими влагоудерживающими свойствами.

Формы выпуска:



банка

№60
(120 x 180 мм)

АВАНДЕЗ-А

ГЕЛЬ

Готовое к применению дезинфицирующее средство.

Кожный антисептик.

Действующие вещества:

2-феноксиэтанол - 0,2%;
ЧАС - 0,05%;
Изопропиловый спирт - 70%.

Условия хранения:

при температуре от -40 до +40°C.

Срок годности:

6 лет.

Антимикробная активность:

против всех видов бактерий (вкл. микобактерии туберкулеза), всех известных вирусов-патогенов человека (вкл. коронавирус), дрожжеподобных грибов, дерматофитов.

Область применения:

- в медицинских организациях любого профиля;
- на всех объектах транспортной системы;
- в местах массового скопления людей;
- на промышленных предприятиях;
- в учреждениях соцобеспечения, образования, культуры и отдыха;
- на предприятиях коммунально-бытового обслуживания и питания;
- в воинских частях и соединениях;
- в инфекционных очагах, при чрезвычайных ситуациях;
- в быту.



Назначение:

-  обработка инъекционного и операционного поля;
-  обработка рук;
-  обработка локтевых сгибов доноров;
-  обработка ступней ног;
-  обработка резиновых перчаток.

Характеристики:

- не требует ротации;
- не требует смывания;
- пролонгированное действие 4 часа;
- очищающее, обезжиривающее, дезодорирующее действие;
- не портит обрабатываемые объекты, не вызывает коррозию;
- относится к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу.

Формы выпуска:



ЭЛДЕЗ-ИН

Дезинфицирующее средство для дезинфекции, ДВУ и стерилизации медицинских изделий и эндоскопов.

Действующие вещества:

Глutarовый альдегид – 2,5%.

pH 1% раствора при 20°C – 7,0.

Условия хранения:

при температуре от 0 до +40°C.

Срок годности:

3 года.

Использовать индикаторные полоски.

Антимикробная активность:

бактерицидная, туберкулоцидная, вирулицидная, фунгицидная, спороцидная, ООИ.

Область применения:

- в медицинских организациях любого профиля;
- в организациях, имеющих право заниматься дезинфицирующей деятельностью.



Назначение:



дезинфекция/стерилизация медицинских изделий из различных материалов;



дезинфекция комплектующих деталей медицинской аппаратуры, поверхностей датчиков диагностического оборудования;



дезинфекция, ДВУ и стерилизация УЗ датчиков;



ДВУ жестких и гибких эндоскопов.

Характеристики:

- относится к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу;
- подходит для использования в моюще-дезинфицирующих машинах;
- не повреждает обрабатываемые изделия и детали машин;
- может использоваться в качестве пропиточного раствора для сухих салфеток.

Формы выпуска:




триггер

500 мл



**флакон
с крышкой**

1 л



канистра

5 л

ЭЛДЕЗ-ИН

САЛФЕТКИ

Спороцидные салфетки для дезинфекции, ДВУ и стерилизации медицинских изделий и эндоскопов.

Состав пропитки:

Глutarовый альдегид – 2,5%.

pH 1% раствора при 20°C – 7,0.

Условия хранения:

при температуре от 0 до +40°C.

Срок годности:

3 года.

Антимикробная активность:

бактерицидная, туберкулоцидная, вирулицидная, фунгицидная, спороцидная.

Область применения:

- в медицинских организациях любого профиля;
- в организациях, имеющие право заниматься дезинфицирующей деятельностью.



Назначение:



дезинфекция и ДВУ способом протирания медицинских изделий из различных материалов;



дезинфекция комплектующих деталей поверхностей датчиков диагностического оборудования;



дезинфекция и ДВУ датчиков УЗ.

Характеристики:

- изготовлены из прочного белого нетканого материала высокой плотности и гигроскопичности;
- пропиточный раствор относится к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу;
- легко отрываются по линии перфорации;
- не оставляют ворсинок и разводов на обрабатываемой поверхности;
- обладают высокими влагоудерживающими свойствами.

Формы выпуска:



банка

№60 (120 x 180 мм)
№100 (180 x 140 мм)

ЭЛДЕЗ-ОФА

Дезинфицирующее средство для дезинфекции, ДВУ и стерилизации медицинских изделий и эндоскопов.

Действующие вещества:

Ортофталевый альдегид – 1,0%.

pH 1% раствора при 20°C – 7,0.

Условия хранения:

при температуре от 0 до +40°C.

Срок годности:

3 года.


Использовать индикаторные полоски.

Антимикробная активность:

бактерицидная, туберкулоцидная, вирулицидная, фунгицидная, спороцидная, ООИ.

Область применения:

- в медицинских организациях любого профиля;
- в организациях, имеющие право заниматься дезинфицирующей деятельностью.

**Назначение:**

дезинфекция/стерилизация медицинских изделий из различных материалов;



дезинфекция комплектующих деталей медицинской аппаратуры, поверхностей датчиков диагностического оборудования;



дезинфекция, ДВУ и стерилизация УЗ датчиков;



ДВУ жестких и гибких эндоскопов.


Характеристики:

- относится к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу;
- подходит для использования в моюще-дезинфицирующих машинах;
- не повреждает обрабатываемые изделия и детали машин;
- может использоваться как готовое средство;
- низкий уровень токсичности.

Формы выпуска:

**флакон
с крышкой**

1 л



канистра

5 л

ЭЛДЕЗ-ЭНЗИМ

Энзимное средство для предстерилизационной очистки медицинских изделий ручным и механизированным способом.

Действующие вещества:

Протеаза, липаза, амилаза, ПАВ, стабилизаторы.

Тест ферментативной активности средства – пройден.

pH 1% раствора при 20°C – 6,0.

Условия хранения:


при температуре от +1 до +25°C.

Срок годности:

2 года.

Область применения:

- в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность различного профиля;
- в организациях, имеющие право заниматься дезинфицирующей деятельностью;
- в салонах красоты, маникюрных и педикюрных салонах.



Назначение:



ПСО медицинских изделий ручным способом, механизированным способом в моюще-дезинфицирующих машинах, в ультразвуковых установках;



предварительной/окончательной очистки эндоскопов и инструментов к ним ручным и механизированным способом;



очистка медицинских принадлежностей, предметов ухода за больными;



ПСО парикмахерских и маникюрных инструментов ручным и механическим способом.

Характеристики:

- обеспечивает высокую степень очистки медицинских изделий от белковых, жировых и других загрязнений;
- обладает отличными моющими свойствами при малом пенообразовании;
- не повреждает обрабатываемые изделия и детали машин;
- может использоваться в качестве пропиточного раствора для сухих салфеток;
- относится к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу.

Формы выпуска:



**флакон
с крышкой**

1 л



канистра

5 л

ЭЛДЕЗ-НУК

Концентрат для дезинфекции, ДВУ и стерилизации.

Действующие вещества:

Массовая доля перекиси водорода – 25,0%, массовая доля надуксусной кислоты – 5,0%.

pH 1% раствора при 20°C – 2,5.

Условия хранения:

при температуре от 0 до +30°C.

Срок годности:

1 год.

Антимикробная активность:

бактерицидная, туберкулоцидная, вирулицидная, фунгицидная, спороцидная, ООИ.

Область применения:

- в медицинских организациях любого профиля;
- в салонах красоты, маникюрных и педикюрных салонах.



Назначение:



дезинфекция, в т. ч. совмещенная с ПСО, и стерилизации медицинских изделий;



дезинфекция комплектующих деталей медицинской аппаратуры и оборудования;



ДВУ эндоскопов, УЗ датчиков ручным и механизированным способом;



дезинфекция контура циркуляции диализирующей жидкости гемодиализных аппаратов;



обеззараживание медицинских отходов;



дезинфекция, в т. ч. совмещенной с ПСО, и стерилизация маникюрных инструментов.

Характеристики:


- не требует ротации;
- не фиксирует загрязнения.

Формы выпуска:



**флакон
с крышкой**

1 л



канистра

5 л

ЭЛДЕЗ-ХЛОР

Быстрорастворимые дезинфицирующие таблетки, гранулы.

Действующие вещества:

Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты не менее 84%.

Условия хранения:

при температуре от -35 до +35°C.

Срок годности:

6 лет.


Использовать индикаторные полоски ДХЦ.

Антимикробная активность:

бактерицидная, туберкулоцидная, вирулицидная, фунгицидная, спороцидная, ООИ, а также обладает дезинвазионной активностью.

Область применения:

- в медицинских организациях любого профиля;
- в лечебно-профилактических организациях;
- в диагностических лабораториях и СПК;
- в инфекционных очагах и ЧС;
- во всех видах транспорта включая медицинские;
- на предприятиях коммунально-бытового обслуживания;
- на предприятиях общественного питания и торговли;
- в учреждениях: образования, культуры, отдыха спорта и др.;
- в воинских частях и соединениях, в частях МЧС;
- на промышленных и производственных объектах;
- в местах массового скопления людей;
- в быту.



Назначение:



обеззараживание твердых поверхностей;



обработка сантехнического оборудования;



обработка наружных поверхностей медицинских приборов и аппаратов;



обеззараживание предметов ухода за больными;



обеззараживание предметов личной гигиены;



обработка скорлупы яиц;



обеззараживание емкостей для воды;



обеззараживание биологических жидкостей/ всех видов отходов;



борьба с плесневыми грибами;



пропитывание дезинфицирующих ковров;



дезинвазия почвы.

Характеристики:

- таблетки белого цвета цилиндрической формы с фасками у основания с запахом хлора;
- масса одной таблетки $3,10 \pm 0,4$ г (масса активного хлора в одной таблетке $1,5 \pm 0,2$ г);
- средство обладает отбеливающим эффектом.

Формы выпуска:



банка

1 кг

ЭЛДЕЗ-ХЛОР С ПАВ

**Быстрорастворимые
дезинфицирующие таблетки,
гранулы с моющим эффектом.**

Действующие вещества:

Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты не менее 84%, ПАВ.

Условия хранения:

при температуре от -35 до +35°C.

Срок годности:

6 лет.


Использовать индикаторные полоски ДХЦ.

Антимикробная активность:

бактерицидная, туберкулоцидная, вирулицидная, фунгицидная, овоцидная, ООИ, а также обладает дезинвазионной активностью.

Область применения:

- в медицинских организациях любого профиля;
- в лечебно-профилактических организациях;
- в диагностических лабораториях и СПК;
- в инфекционных очагах и ЧС;
- во всех видах транспорта включая медицинский;
- на предприятиях коммунально-бытового обслуживания;
- на предприятиях общественного питания и торговли;
- в учреждениях: образования, культуры, отдыха спорта и др.;
- в воинских частях и соединениях, в частях МЧС;
- на промышленных и производственных объектах;
- в местах массового скопления людей;
- в быту.



Назначение:

-  проведение профилактической, текущей, заключительной дезинфекции;
-  проведение генеральных уборок, совмещенных с мытьем/стиркой;
-  обеззараживание и мытье твердых поверхностей;
-  обеззараживание предметов ухода за больными;
-  обеззараживание средств личной гигиены;
-  обработка скорлупы яиц;
-  обеззараживание емкостей для воды;
-  обработка овощей, фруктов, зелени;
-  обеззараживание всех видов отходов;
-  борьба с плесневыми грибами;
-  пропитывание дезинфицирующих ковров.

Характеристики:

- таблетки белого цвета цилиндрической формы с фасками у основания с запахом хлора;
- масса одной таблетки $3,10 \pm 0,4$ г (масса активного хлора в одной таблетке $1,5 \pm 0,2$ г);
- обладает моющим действием и отбеливающим эффектом.

Формы выпуска:



банка

1 кг

ЭЛДЕЗ-АКВА-ХЛОР

ТАБЛЕТКИ / ГРАНУЛЫ

Обеззараживание питьевой воды, воды плавательных бассейнов и аквапарков.

Действующие вещества:
активный хлор.

Условия хранения:
при температуре от -35 до +35°C.

Срок годности:
6 лет.

Использовать индикаторные полоски ДХЦ.

Антимикробная активность:
бактерицидная, вирулицидная, фунгицидная, спороцидная, ООИ.

Область применения:
на предприятиях, в организациях и учреждениях, деятельность которых связана с:

- обеспечением населения питьевой водой;
- обеззараживанием воды плавательных бассейнов, аквапарков;
- обеззараживанием емкостей для воды всех типов и назначений.

Назначение:



обеззараживание питьевой воды в системах хозяйственно-питьевого централизованного водоснабжения;



обеззараживание индивидуальных и групповых запасов воды при децентрализованном водоснабжении;



обеззараживание воды в плавательных бассейнах, проходных ножных ваннах, гидромассажных ваннах и др.;



обработка накопителей для бытовых и промышленных целей.



Характеристики:

- таблетки белого цвета цилиндрической формы с запахом хлора;
- масса одной таблетки $3,10 \pm 0,4$ г (масса активного хлора в одной таблетке $1,5 \pm 0,2$ г);
- удобная форма выпуска обеспечивает точность дозировки.

Формы выпуска:



банка

1 кг

ЭЛДЕЗ-АКВА-ХЛОР

Обеззараживание воды в бассейнах и аквапарках.



НОВИНКА

Назначение:

обеззараживание воды в плавательных бассейнах, аквапарках (постоянное обеззараживание воды в присутствии посетителей и во время продолжительного перерыва в работе бассейна длительностью более 2-х часов), воды в бассейнах для ходьбы, контрастных бассейнах, проходных ножных, гидромассажных ваннах.

Дозировка:

обеззараживание воды в присутствии посетителей - 1 таблетка на 30 м³ воды каждые 7-10 дней, при перерыве в работе бассейна более 2 ч - 2 таблетки на 30 м³ воды. Содержание остаточного свободного хлора к началу приема посетителей должно быть на уровне 0,3-0,5 мг/л.

Применение:

таблетки помещают в скиммер или плавающий дозатор. Не бросать таблетки непосредственно в плавательный бассейн!

Форма выпуска: банка 1 кг (таблетки 5 шт по 200 г)



ЭЛДЕЗ-ЛАУНД

Концентрат для одновременной дезинфекции и стирки текстильных изделий.

Действующие вещества:

ЧАС- 2,0%, массовая доля N,N-бис (3-аминопропил)-додециламина (суммарно с щелочными компонентами – 2,5%.

pH 1% раствора при 20°C – 10,0.

Условия хранения:

при температуре от -40 до +40°C.

Срок годности:

6 лет.

Антимикробная активность:

бактерицидная, туберкулоцидная, вирулицидная, фунгицидная, ООИ.

Область применения:

- в медицинских организациях любого профиля;
- в лечебно-профилактических организациях;
- во всех видах транспорта включая медицинский;
- на предприятиях коммунально-бытового обслуживания;
- на предприятиях общественного питания и торговли;
- в учреждениях: образования, культуры, отдыха спорта и др.;
- в воинских частях и соединениях, в частях МЧС;
- на промышленных и производственных объектах;
- в быту.



Назначение:



дезинфекция и стирка любых текстильных изделий;



дезинфекция и стирка спецодежды;



дезинфекция и стирка столового и кухонного белья;



дезинфекция и стирка постельного и санитарного белья;



дезинфекция и стирка белья с сильными биологическими загрязнениями.

Характеристики:


- подходит для стирки как белых, так и цветных вещей, не образует катыши, сохраняет цвет;
- относится к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу;
- подходит для стирки тканей как из натуральных так и из искусственных волокон;
- можно использовать в промышленных и бытовых стиральных машинах.

Формы выпуска:



**флакон
с крышкой**

1 л



канистра

5 л

ЭЛДЕЗ-МЫЛО

Дезинфицирующее универсальное жидкое мыло.

Действующие вещества:

Массовая доля
ундециленамидопропилтримониум
метосульфата – 1,5%.

рН 10% раствора – 5,8.

Условия хранения:

при температуре от -40 до +40°C.

Срок годности:

6 лет.

Антимикробная активность:

бактерицидная, фунгицидная.

Область применения:

- в медицинских организациях любого профиля;
- в лечебно-профилактических организациях;
- во всех видах транспорта включая медицинский;
- на предприятиях коммунально-бытового обслуживания;
- на предприятиях общественного питания и торговли;
- в учреждениях: образования, культуры, отдыха спорта и др.;
- в воинских частях и соединениях, в частях МЧС;
- на промышленных и производственных объектах;
- спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных комплексах;
- в быту.



Назначение:



гигиеническая обработка рук;



обработка предметов ухода за больными;



обработка рук хирургов перед использованием спиртового антисептика;



обработка предметов личной гигиены;



санитарная обработка кожных покровов;



мытье и дезинфекция посуды;



принятие душа, в качестве геля для душа;



мытье и дезинфекция уборочного инвентаря.

Характеристики:

- оптимальное для кожи значение рН;
- подходит для чувствительной и склонной к воспалительным процессам кожи;
- подходит для ежедневного использования.

Формы выпуска:



насос-дозатор

0,5 л
1 л




флакон с крышкой

1 л



диспенсопак

1 л



канистра

5 л

ЭйСиЛайн МЫЛО

Гигиеническое жидкое мыло.



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ • КРЕМ-МЫЛО • НЕЙТРАЛЬНОЕ • ФРУКТОВОЕ • ЦВЕТОЧНОЕ

Состав:

вода, лауретсульфат натрия, диэтаноламид кокосового масла, кокамидопропилбетаин, хлорид натрия, глицерин, растительный экстракт, лимонная кислота, консервант, краситель пищевой, ароматизатор.

Условия хранения:

при температуре от -35 до +35°C.

Срок годности:

5 лет.

Антимикробная активность:

бактерицидная, фунгицидная.

Область применения:

- в медицинских организациях любого профиля;
- в лечебно-профилактических организациях;
- во всех видах транспорта включая медицинский;
- на предприятиях коммунально-бытового обслуживания;
- на предприятиях общественного питания и торговли;
- в учреждениях: образования, культуры, отдыха спорта и др.;
- в воинских частях и соединениях, в частях МЧС;
- на промышленных и производственных объектах;
- в спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных комплексах;
- в быту.

Описание:

- жидкое мыло с натуральными растительными экстрактами, мягко очищает, увлажняет и питает кожу;
- создано по уникальной рецептуре с применением высококачественных компонентов;
- отличные очищающие свойства достигаются благодаря наличию в составе безопасных для человека ПАВ;
- качественные природные компоненты и глицерин обеспечивают уход за кожей, предотвращая появление сухости и раздражения;
- после использования легко смывается водой, гипоаллергенно.

Характеристики:

- оптимальное для кожи значение pH;
- мягко очищает, увлажняет и питает кожу;
- подходит для ежедневного использования.

Формы выпуска:



канистра

5 л

ДЭЗОС

ООО «ДЭЗОС»



121353, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ
Можайский, ш. Сколковское,
д. 32, к. 3, пом. 10/1



+7 495 240-83-46



dezos@internet.ru

